

2019년 KBS 의뢰 냉동흰다리새우 정밀검사 결과

- 시료정보 : KBS 한국방송에서 의뢰한 냉동흰다리새우(14건)
- 분석기간 : 2019.5.28. ~ 6.13.
- 분석항목 : ① 흰반점병, ② 노랑머리병, ③ 전염성근괴사증, ④ 타우라증후군
- 분석방법 : 수산생물질병 진단지침서
- 분석결과 : 음성(13건), **양성(1건, 흰반점병)**

| 시료정보 | | | | 분석기간 | | 분석결과 | | | |
|------|------|---------|-------|-------|-------|-----------|----|----|----|
| 번호 | 의뢰일 | 품명 | 수량(미) | 착수일 | 종료일 | ① | ② | ③ | ④ |
| B | 5.27 | 냉동흰다리새우 | 33 | 5.28 | 6.3. | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| C | | | 38 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| D | | | 28 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| E | 5.29 | 냉동흰다리새우 | 16 | 5.30. | 6.5. | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| G | | | 27 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| H | | | 23 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 가 | 5.29 | 냉동흰다리새우 | 20 | 5.31. | 6.7. | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 나 | | | 24 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 다 | | | 26 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 라 | 5.29 | 냉동흰다리새우 | 35 | 6.3. | 6.10. | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 마 | | | 41 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 바 | | | 34 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 사 | 5.29 | 냉동흰다리새우 | 25 | 6.4. | 6.13. | 양성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 아 | | | 21 | | | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |